

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/100-016-uchwyt-elektrod-bez-przyciskow-trzonek-4mm-do-erbe-t-45-m-p-1219.html>



100-016 Uchwyt elektrod, bez przycisków, trzonek 4mm, do Erbe-T, 4.5 m

Cena brutto	426,60 zł
Cena netto	395,00 zł
Numer katalogowy	100-016

Opis produktu

Uchwyt elektrod, bez przycisków, trzonek 4mm, do Erbe-T, 4.5 m

Rodzaj wtyczki: Erbe T
Do elektrod: 4 mm

Uchwyty elektrochirurgiczne - ergonomiczne i trwałe

Wielorazowe uchwyty elektrod cechuje smukła forma, trwałość i ergonomiczna konstrukcja. Przygotowanie za pomocą ekonomicznej sterylizacji parowej.

Przeznaczenie:

Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Kable: 4,5 m

Czyszczenie: 300 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia