

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/101-045-kabel-bipolarny-do-erbe-4-m-p-1326.html>

101-045 Kabel bipolarny do Erbe, 4 m



Cena brutto **389,88 zł**

Cena netto **361,00 zł**

Numer katalogowy **101-045**

Opis produktu

Kabel bipolarny, szczypce US, do Erbe, 4 m

Rodzaj wtyczki: Erbe VIO / ICC / ACC
Kabel: 4 m szary z paskiem bezpieczeństwa
Strona instrumentu: Szczypce US
Wytrzymałość elektryczna: 550 Vp
Czyszczenie: Maks. 300 cykli

Bezpieczne, elastyczne i ekonomiczne

Kable przyłączeniowe do elektrochirurgii BOWA zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać największe obciążenia w użyciu klinicznym. Gwarantują bezpieczeństwo przy wysokich napięciach.

Przeznaczenie:
Kable przyłączeniowe służą do podłączenia uchwytów, elektrod i instrumentów pomocnych podczas cięcia i koagulacji w technice mono- i bipolarnej do generatorów elektrochirurgicznych.

Zawartość opakowania: 1 szt.