

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/101-140-kabel-bipolarny-bowa-comfort-45-m-p-1323.html>

101-140 Kabel bipolarny BOWA COMFORT, 4.5 m



Cena brutto **446,04 zł**

Cena netto **413,00 zł**

Numer katalogowy **101-140**

Opis produktu

Kabel bipolarny BOWA COMFORT, 4.5 m

Rodzaj wtyczki: BOWA COMFORT
Kabel: 4.5 m szary z paskiem bezpieczeństwa
Strona instrumentu: Szczypce BOWA
Wytrzymałość elektryczna: 550 Vp
Czyszczenie: Maks. 100 cykli

Bezpieczne, elastyczne i ekonomiczne

Kable przyłączeniowe do elektrochirurgii BOWA zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać największe obciążenia w użyciu klinicznym. Gwarantują bezpieczeństwo przy wysokich napięciach.

Przeznaczenie:
Kable przyłączeniowe służą do podłączenia uchwytów, elektrod i instrumentów pomocnych podczas cięcia i koagulacji w technice mono- i bipolarnej do generatorów elektrochirurgicznych.

Zawartość opakowania: 1 szt.