

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/120-045-jackknife-2-przyciski-trzonek-24-mm-do-erbe-kabel-45-m-p-1214.html>



# 120-045 JackKNIFE, 2 przyciski, trzonek 2.4 mm, do Erbe, kabel 4.5 m

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>679,32 zł</b> |
| Cena netto       | <b>629,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>120-045</b>   |

## Opis produktu

JackKNIFE, 2 przyciski, trzonek 2.4 mm, do Erbe, kabel 4.5 m

Rodzaj wtyczki: Erbe VIO / ICC / ACC  
Do elektrod 2.4 mm

Uchwyty elektrochirurgiczne - ergonomiczne i trwałe

Wielorazowe uchwyty JackKNIFE charakteryzują się trwałą, smukłą i ergonomiczną konstrukcją z dwoma przyciskami. Serylizacja odbywa się niskokosztową metodą parową.

Przeznaczenie:

Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Kable: 4,5 m

Czyszczenie: 300 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia