

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/120-145-jackknife-2-przyciski-trzonek-4-mm-do-erbe-kabel-45-m-p-1215.html>



120-145 JackKNIFE, 2 przyciski, trzonek 4 mm, do Erbe, kabel 4.5 m

Cena brutto	681,48 zł
Cena netto	631,00 zł
Numer katalogowy	120-145

Opis produktu

JackKNIFE, 2 przyciski, trzonek 4 mm, do Erbe, kabel 4.5 m

Rodzaj wtyczki: Erbe VIO / ICC / ACC
Do elektrod 4 mm

Uchwyty elektrochirurgiczne - ergonomiczne i trwałe

Wielorazowe uchwyty JackKNIFE charakteryzują się trwałą, smukłą i ergonomiczną konstrukcją z dwoma przyciskami. Serylizacja odbywa się niskokosztową metodą parową.

Przeznaczenie:
Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 szt.
Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp
Kable: 4,5 m
Czyszczenie: 300 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia