

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/193-008-gumowa-elektroda-neutralna-dla-doroslych-250-x-150-mm-do-erbe-p-1197.html>



193-008 Gumowa elektroda neutralna, dla dorosłych, 250 x 150 mm, do Erbe

Cena brutto	987,12 zł
Cena netto	914,00 zł
Numer katalogowy	193-008

Opis produktu

Gumowa elektroda neutralna niedzielona, 250 x 150 mm, do Erbe - **dla dorosłych > 15 kg**

Powierzchnia styku: 375 cm²

Powierzchnia całkowita: 375 cm²

Rodzaj wtyczki: Erbe VIO / ICC / ACC / T-serie

Wielorazowe i trwałe elektrody neutralne

Elektrody neutralne wielokrotnego użytku wykonane z przewodzącego silikonu zamykają monopolarny obwód prądu między aparatem elektrochirurgicznym a pacjentem. Elektrody są mocowane do pacjenta za pomocą gumowej opaski. Dodatkowy kabel umożliwia połączenie z generatorem.

Przeznaczenie:

Elektrody neutralne, dostarczane w postaci niesterylnej, są używane do pracy z prądem monopolarnym. Ich celem jest zamykanie obwodu prądu pomiędzy pacjentem a generatorem prądu wysokich częstotliwości.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Kable: 0,5 m

Czyszczenie: 75 cykli