

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/193-016-gumowa-elektroda-neutralna-dla-dzieci-150-x-80-mm-do-erbe-p-1198.html>



193-016 Gumowa elektroda neutralna, dla dzieci, 150 x 80 mm, do Erbe

Cena brutto	984,96 zł
Cena netto	912,00 zł
Numer katalogowy	193-016

Opis produktu

Gumowa elektroda neutralna niedzielona, 150 x 80 mm, do Erbe - **dla dzieci 5-15 kg**

Powierzchnia styku: 120 cm²

Powierzchnia całkowita: 120 cm²

Rodzaj wtyczki: Erbe VIO / ICC / ACC / T-serie

Wielorazowe i trwałe elektrody neutralne

Elektrody neutralne wielokrotnego użytku wykonane z przewodzącego silikonu zamykają monopolarny obwód prądu między aparatem elektrochirurgicznym a pacjentem. Elektrody są mocowane do pacjenta za pomocą gumowej opaski. Dodatkowy kabel umożliwia połączenie z generatorem.

Przeznaczenie:

Elektrody neutralne, dostarczane w postaci niesterylnej, są używane do pracy z prądem monopolarnym. Ich celem jest zamykanie obwodu prądu pomiędzy pacjentem a generatorem prądu wysokich częstotliwości.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Kable: 0,5 m

Czyszczenie: 75 cykli