

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/215-145-ergopen-waski-2-przyciski-trzonek-4-mm-comfort-kabel-45-m-p-1207.html>



215-145 ErgoPEN wąski, 2 przyciski, trzonek 4 mm, COMFORT, kabel 4.5 m

Cena brutto	745,20 zł
Cena netto	690,00 zł
Numer katalogowy	215-145

Opis produktu

ErgoPEN wąski, 2 przyciski, trzonek 4 mm, COMFORT, kabel 4.5 m

Rodzaj wtyczki: BOWA COMFORT
Do elektrod 4 mm

Uchwyty elektrochirurgiczne - ergonomiczne i trwałe

Wielorazowe uchwyty ErgoPEN Comfort cechuje smukła forma, trwałość i ergonomiczna konstrukcja. Są odpowiednie do elektrod o średnicy 4 mm. Sterylizacja klasyczną i oszczędną metodą parową. Ułatwiają pracę dzięki funkcji Plug'n CUT COMFORT oraz umożliwiają kontrolę nad procesem zużycia.

Przeznaczenie:
Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 szt.
Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp
Kable: 4,5 m
Czyszczenie: Maks. 100 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia