

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/218-045-ergopen-waski-2-przyciski-trzonek-24-mm-3-pinowy-kabel-45-m-p-1213.html>



218-045 ErgoPEN wąski, 2 przyciski, trzonek 2.4 mm, 3-pinowy, kabel 4.5 m

Cena brutto	589,68 zł
Cena netto	546,00 zł
Numer katalogowy	218-045

Opis produktu

ErgoPEN wąski, 2 przyciski, trzonek 2.4 mm, 3-pinowy, kabel 4.5 m

Rodzaj wtyczki: BOWA / Valleylab 3-Pin
Do elektrod: 2.4 mm

Uchwyty elektrochirurgiczne - ergonomiczne i trwałe

Wielorazowe uchwyty ErgoPEN charakteryzuje trwałość i ergonomiczna konstrukcja z dwoma przyciskami. Sterylizacja odbywa się niskokosztową metodą parową.

Przeznaczenie:

Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Kable: 4,5 m

Czyszczenie: 300 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia