

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/242-003-gumowa-elektroda-neutralna-dla-doroslych-250-x-150-mm-miedzynarodowa-p-1199.html>



242-003 Gumowa elektroda neutralna, dla dorosłych, 250 x 150 mm, międzynarodowa

Cena brutto	976,32 zł
Cena netto	904,00 zł
Numer katalogowy	242-003

Opis produktu

Gumowa elektroda neutralna niedzielona, 250 x 150 mm, międzynarodowa - **dla dorosłych > 15 kg**

Powierzchnia styku: 375 cm²
Powierzchnia całkowita: 375 cm²
Rodzaj wtyczki: BOWA, Erbe / Martin International, Valleylab, Conmed

Wielorazowe i trwałe elektrody neutralne

Elektrody neutralne wielokrotnego użytku wykonane z przewodzącego silikonu zamykają monopolarny obwód prądu między aparatem elektrochirurgicznym a pacjentem. Elektrody są mocowane do pacjenta za pomocą gumowej opaski. Dodatkowy kabel umożliwia połączenie z generatorem.

Przeznaczenie:
Elektrody neutralne, dostarczane w postaci niesterylnej, są używane do pracy z prądem monopolarnym. Ich celem jest zamykanie obwodu prądu pomiędzy pacjentem a generatorem prądu wysokich częstotliwości.

Zawartość opakowania: 1 szt.
Kable: 0,5 m
Czyszczenie: 75 cykli