

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/287-040-kabel-bipolarny-do-martin-45-m-p-1327.html>

287-040 Kabel bipolarny , do Martin, 4.5 m



Cena brutto **362,88 zł**

Cena netto **336,00 zł**

Numer katalogowy **287-040**

Opis produktu

Kabel bipolarny, szczypce BOWA, do Martin, 4.5 m

Rodzaj wtyczki: Martin
Kabel: 4.5 m szary z paskiem bezpieczeństwa
Strona instrumentu: Szczypce BOWA
Wytrzymałość elektryczna: 550 Vp
Czyszczenie: Maks. 300 cykli

Bezpieczne, elastyczne i ekonomiczne

Kable przyłączeniowe do elektrochirurgii BOWA zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać największe obciążenia w użyciu klinicznym. Gwarantują bezpieczeństwo przy wysokich napięciach.

Przeznaczenie:
Kable przyłączeniowe służą do podłączenia uchwytów, elektrod i instrumentów pomocnych podczas cięcia i koagulacji w technice mono- i bipolarnej do generatorów elektrochirurgicznych.

Zawartość opakowania: 1 szt.