

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/322-045-ergopen-szeroki-2-przyciski-trzonek-4-mm-3-pinowy-kabel-45-m-p-1205.html>



322-045 ErgoPEN szeroki, 2 przyciski, trzonek 4 mm, 3-pinowy, kabel 4.5 m

Cena brutto	730,08 zł
Cena netto	676,00 zł
Numer katalogowy	322-045

Opis produktu

ErgoPEN szeroki, 2 przyciski, trzonek 4 mm, 3-pinowy, kabel 4.5 m

Rodzaj wtyczki: BOWA / Valleylab 3-Pin
Do elektrod 4 mm

Uchwyty elektrochirurgiczne - ergonomiczne i trwałe

Wielorazowe uchwyty ErgoPEN charakteryzuje trwałość i ergonomiczna konstrukcja z dwoma przyciskami. Sterylizacja odbywa się niskokosztową metodą parową.

Przeznaczenie:

Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Kable: 4,5 m

Czyszczenie: 300 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia