

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/354-145-kabel-bipolarny-resektoskopy-wolf-comfort-45-m-p-1321.html>



354-145 Kabel bipolarny, resektoskopy Wolf, COMFORT, 4.5 m

Cena brutto	691,20 zł
Cena netto	640,00 zł
Numer katalogowy	354-145

Opis produktu

Kabel bipolarny, resektoskopy Wolf, COMFORT, 4.5 m

Kabel: 4.5 m szary z paskiem bezpieczeństwa
Strona instrumentu: Resektoskop bipolarny (Wolf)
Wytrzymałość elektryczna: 1000 Vp
Czyszczenie: Maks. 50 cykli

Bezpieczne, elastyczne i ekonomiczne

Kable przyłączeniowe do elektrochirurgii BOWA zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać największe obciążenia w użyciu klinicznym. Gwarantują bezpieczeństwo przy wysokich napięciach.

Przeznaczenie:

Kable przyłączeniowe służą do podłączenia uchwytów, elektrod i instrumentów pomocnych podczas cięcia i koagulacji w technice mono- i bipolarnej do generatorów elektrochirurgicznych.

Zawartość opakowania: 1 szt.