

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/500-007-elektroda-nozowa-prosta-trzonek-4-mm-5-szt-p-1267.html>

# 500-007 Elektroda nożowa, prosta, trzonek 4 mm (5 szt.)



Cena brutto **194,40 zł**

Cena netto **180,00 zł**

Numer katalogowy **500-007**

## Opis produktu

Elektroda nożowa, prosta, trzonek 4 mm (5 szt.)  
Forma elektrody: Proste

Wytrzymałość elektryczna do 6000Vp, 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem

Odporna na wysokie temperatury izolacja gwarantuje wytrzymałość do 6000 Vp. Bezpieczeństwo pracy gwarantuje 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem.

Przeznaczenie:  
Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 op. zawierające 5 szt.  
Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp  
Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia