

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/500-016-elektroda-petlowa-drutowa-14-mm-trzonek-4-mm-5-szt-p-1294.html>

500-016 Elektroda pętlowa, drutowa, Ø 14 mm, trzonek 4 mm (5 szt.)



Cena brutto	221,40 zł
Cena netto	205,00 zł
Numer katalogowy	500-016

Opis produktu

Elektroda pętlowa, drutowa, Ø 14 mm, trzonek 4 mm (5 szt.)
Forma elektrody: Proste

Wytrzymałość elektryczna do 6000Vp, 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem

Odporna na wysokie temperatury izolacja gwarantuje wytrzymałość do 6000 Vp. Bezpieczeństwo pracy gwarantuje 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem.

Przeznaczenie:

Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 op. zawierające 5 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia