

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/500-113-mikroelektroda-iglowa-wolframowa-zagieta-trzonek-4-mm-p-1306.html>



500-113 Mikroelektroda igłowa, wolframowa, zagięta, trzonek 4 mm

Cena brutto	221,40 zł
Cena netto	205,00 zł
Numer katalogowy	500-113

Opis produktu

Mikroelektroda igłowa, wolframowa, zagięta, trzonek 4 mm

Rodzaj elektrody: **Izolowana mikroelektroda igłowa, Ø 0,5 mm, wolframowa**
Forma elektrody: **Zagięte**

Precyzja i żywotność

Elektrody wolframowe są idealne do zastosowań mikrochirurgicznych.

Przeznaczenie:
Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 szt.
Wytrzymałość elektryczna: 800 Vp
Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia plastyczna i estetyczna
- laryngologia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy