

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/510-109-elektroda-iglowa-artroskopowa-zagieta-90-4-x-08-mm-p-1228.html>



510-109 Elektroda igłowa, artroskopowa, zagięta 90°, 4 x 0.8 mm

Cena brutto	400,68 zł
Cena netto	371,00 zł
Numer katalogowy	510-109

Opis produktu

Elektroda igłowa, artroskopowa, zagięta 90°, 4 x 0.8 mm

Średnica trzonka: 4 mm

Wielorazowe elektrody do artroskopii

Różne możliwości użycia z uchwytem lub kablem.

Przeznaczenie:

Elektrody artroskopowe służą do elektrochirurgicznego cięcia i koagulacji w ortopedii i chirurgii urazowej.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 4250 Vp

Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- ortopedia i chirurgia urazowa