

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/510-112-elektroda-klawiszowa-artroskopowa-zagieta-90-3-x-1-5-mm-p-1230.html>



510-112 Elektroda klawiszowa, artroskopowa, zagięta 90°, 3 x 1,5 mm

Cena brutto	388,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Numer katalogowy	510-112

Opis produktu

Elektroda klawiszowa, artroskopowa, zagięta 90°, 3 x 1,5 mm

Średnica trzonka: 4 mm

Wielorazowe elektrody do artroskopii

Różne możliwości użycia z uchwytem lub kablem.

Przeznaczenie:

Elektrody artroskopowe służą do elektrochirurgicznego cięcia i koagulacji w ortopedii i chirurgii urazowej.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 4250 Vp

Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- ortopedia i chirurgia urazowa