

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/520-031-elektroda-petlowa-drutowa-prosta-5-mm-123-mm-izolowany-trzonek-4-mm-p-1244.html>



520-031 Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, Ø 5 mm, 123 mm, izolowany trzonek 4 mm

Cena brutto	194,40 zł
Cena netto	180,00 zł
Numer katalogowy	520-031

Opis produktu

Elektroda pętlowa, drutowa, prosta, Ø 5 mm, 123 mm, izolowany trzonek 4 mm

Wytrzymałość elektryczna do 6000Vp, 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem

Odporna na wysokie temperatury izolacja gwarantuje wytrzymałość do 6000 Vp. Bezpieczeństwo pracy gwarantuje 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem.

Przeznaczenie:
Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 szt.
Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp
Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia