

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/530-015-elektroda-petlowa-drutowa-10-mm-trzonek-24-mm-5-szt-p-1297.html>



## 530-015 Elektroda pętlowa, drutowa, Ø 10 mm, trzonek 2.4 mm (5 szt.)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>221,40 zł</b> |
| Cena netto       | <b>205,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>530-015</b>   |

### Opis produktu

Elektroda pętlowa, drutowa, Ø 10 mm, trzonek 2.4 mm (5 szt.)  
Forma elektrody: Proste

Wytrzymałość elektryczna do 6000Vp, 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem

Odporna na wysokie temperatury izolacja gwarantuje wytrzymałość do 6000 Vp. Bezpieczeństwo pracy gwarantuje 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem.

Przeznaczenie:

Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 op. zawierające 5 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia