

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/530-070-przedluzka-elektrod-105-mm-trzonek-24-mm-p-1314.html>

530-070 Przedłużka elektrod, 105 mm, trzonek 2.4 mm



Cena brutto	194,40 zł
Cena netto	180,00 zł
Numer katalogowy	530-070

Opis produktu

Przedłużka elektrod, 105 mm, trzonek 2.4 mm

Przedłużka do elektrod monopolarnych

Przedłużka elektrod znajduje się między uchwytem a elektrodą i umożliwia pracę w głębokich jamach ciała.

Przeznaczenie:

Przedłużki elektrod służą do wydłużenia pola roboczego.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia