

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/530-123-elektroda-nozowa-zagieta-rombowa-146-mm-izolowany-trzonek-24-mm-p-1236.html>



# 530-123 Elektroda nożowa, zagięta, rombowa, 146 mm, izolowany trzonek 2.4 mm

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>194,40 zł</b> |
| Cena netto       | <b>180,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>530-123</b>   |

## Opis produktu

Elektroda nożowa, zagięta, rombowa, 146 mm, izolowany trzonek 2.4 mm

**Wytrzymałość elektryczna do 6000Vp, 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem**

Odporna na wysokie temperatury izolacja gwarantuje wytrzymałość do 6000 Vp.  
Bezpieczeństwo pracy gwarantuje 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem.

Przeznaczenie:  
Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 szt.  
Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp  
Czyszczenie: 75 cykli

**Zastosowanie:**

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia