

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/530-135-elektroda-petlowa-15-x-15-mm-137-mm-izolowany-trzonek-24-mm-p-1264.html>



530-135 Elektroda petlowa, 15 x 15 mm, 137 mm, izolowany trzonek 2.4 mm

Cena brutto	194,40 zł
Cena netto	180,00 zł
Numer katalogowy	530-135

Opis produktu

Elektroda petlowa, 15 x 15 mm, 137 mm, izolowany trzonek 2.4 mm

Rodzaj elektrody: Elektroda pętlowa, drutowa, 15 x 15 mm

Wytrzymałość elektryczna do 1400 Vp, 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem

Odporna na wysokie temperatury izolacja gwarantuje wytrzymałość do 1400 Vp. Bezpieczeństwo pracy gwarantuje 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem.

Przeznaczenie:
Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 szt.
Wytrzymałość elektryczna: 1400 Vp
Czyszczenie: 75 cykli

Zastosowanie:

- ginekologia