

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/770-036-ligator-uchwyt-tuba-czesci-zamienne-360-mm-comfort-p-1136.html>



770-036 LIGATOR, uchwyt, tuba, części zamienne, 360 mm, COMFORT

Cena brutto	12 443,76 zł
Cena netto	11 522,00 zł
Numer katalogowy	770-036

Opis produktu

LIGATOR, uchwyt, tuba, części zamienne, 360 mm, COMFORT

Wielorazowe zamykanie naczyń LIGACJA

LIGACJA BOWA to zamykanie naczyń i pęczków tkanek za pomocą instrumentów wielorazowego użytku.

Przeznaczenie:
Instrumenty do ligacji służą do zamykania żył i tętnic oraz unaczynionych struktur tkankowych przy operacjach otwartych w ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i innych dyscyplinach wykorzystujących prąd i wysokie napięcie. Instrumenty laparoskopowe są poza tym przeznaczone do klasycznej koagulacji bipolarnej. Instrumenty do ligacji są przeznaczone do bipolarnego trybu pracy "Ligacja". Ich zastosowanie związane jest z programami do ligacji generatorów ARC firmy BOWA.

Zawartość opakowania: 1 szt., kabel 4,5 m, części zamienne i instrukcję użycia
Wytrzymałość elektryczna: 200 Vp
Czyszczenie: Uchwyt maks. 100 cykli, tuba 200 cykli
Średnica: 5 mm

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- ginekologia
- urologia