

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/770-999-nightknife-noz-5-szt-p-1144.html>

770-999 NightKNIFE, nóż (5 szt.)



Cena brutto **891,00 zł**

Cena netto **825,00 zł**

Numer katalogowy **770-999**

Opis produktu

NightKNIFE, nóż (5 szt.)

Wymienny nóż do NightKNIFE

Wymienny nóż do przedłużenia żywotności NightKNIFE.

Przeznaczenie:

Instrumenty do ligacji służą do zamykania żył i tętnic oraz unaczynionych struktur tkankowych przy operacjach otwartych w ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i innych dyscyplinach wykorzystujących prąd i wysokie napięcie. Instrumenty laparoskopowe są poza tym przeznaczone do klasycznej koagulacji bipolarnej. Instrumenty do ligacji są przeznaczone do bipolarnego trybu pracy "Ligacja". Ich zastosowanie związane jest z programami do ligacji generatorów ARC firmy BOWA.

Zawartość opakowania: 5 szt.

Czyszczenie: 1 cykl

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- ginekologia
- urologia