

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/772-011-ligator-szczeki-maryland-110-mm-zabkowane-zagiete-p-1130.html>



772-011 LIGATOR, szczęki, Maryland, 110 mm - ZĄBKOWANE / ZAGIĘTE

Cena brutto	2 585,52 zł
Cena netto	2 394,00 zł
Numer katalogowy	772-011

Opis produktu

LIGATOR szczęki 110 mm, ząbkowane, zagięte

Wielorazowe zamykanie naczyń LIGACJA

LIGACJA BOWA to zamykanie naczyń i pęczków tkanek za pomocą instrumentów wielorazowego użytku.

Przeznaczenie:

Instrumenty do ligacji służą do zamykania żył i tętnic oraz unaczynionych struktur tkankowych przy operacjach otwartych w ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i innych dyscyplinach wykorzystujących prąd i wysokie napięcie. Instrumenty laparoskopowe są poza tym przeznaczone do klasycznej koagulacji bipolarnej. Instrumenty do ligacji są przeznaczone do bipolarnego trybu pracy "Ligacja". Ich zastosowanie związane jest z programami do ligacji generatorów ARC firmy BOWA.

Zawartość opakowania: 1 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 200 Vp

Czyszczenie: 20 cykli

Średnica: 5 mm

Część: Powłoka nieprzywierająca

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- ginekologia
- urologia