

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/775-000-ergo-310d-laparoskopowy-instrument-do-ligacji-5-mm-340-mm-5-szt-p-1129.html>



775-000 ERGO 310D, Laparoskopowy instrument do ligacji, Ø 5 mm, 340 mm (5 szt.)

Cena brutto	8 439,12 zł
Cena netto	7 814,00 zł
Numer katalogowy	775-000

Opis produktu

ERGO 310 D - standard w laparoskopowej LIGACJI

ERGO 310D - 5 mm jednorazowy instrument do zamykania naczyń w połączeniu z generatorami ARC 350 i ARC 400 tworzy idealny system do procedur laparoskopowych.

Przeznaczenie:

Instrumenty do ligacji służą do zamykania żył i tętnic oraz unaczynionych struktur tkankowych przy operacjach laparoskopowych i otwartych w ginekologii, urologii, chirurgii ogólnej i innych dyscyplinach wykorzystujących prąd i wysokie napięcie. Instrumenty laparoskopowe są poza tym przeznaczone do klasycznej koagulacji bipolarnej. Mogą służyć również do przecięcia tkanki.

Zawartość opakowania: 5 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 200 Vp

Czyszczenie: Niedozwolone

Średnica: 5 mm

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- urologia