

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/800-005-non-stick-elektroda-kulkowa-134-mm-trzonek-24mm-jedn-sterylna-10szt-p-1313.html>



800-005 NON-Stick Elektroda kulkowa, 134 mm, trzonek 2.4mm, jedn., sterylna (10szt.)

Cena brutto	763,56 zł
Cena netto	707,00 zł
Numer katalogowy	800-005

Opis produktu

NON-Stick Elektroda kulkowa, 134 mm, trzonek 2.4mm, jedn., sterylna (10szt.)

Rodzaj elektrody: **Elektroda kulkowa NON-Stick Ø 5 mm**
Forma elektrody: **Proste**

Idealna ochrona przed przywieraniem

Specjalna powłoka nieprzywierająca elektrod zapobiega przywieraniu tkanek.

Przeznaczenie:
Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 10 szt.
Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp
Czyszczenie: Niedozwolone

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia