

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/800-030-elektroda-kulkowa-5-mm-136-mm-trzonek-24-mm-jednorazowa-sterylna-10-szt-p-1255.html>



800-030 Elektroda kulkowa Ø 5 mm, 136 mm, trzonek 2.4 mm, jednorazowa, sterylna (10 szt.)

Cena brutto	297,00 zł
Cena netto	275,00 zł
Numer katalogowy	800-030

Opis produktu

Elektroda kulkowa Ø 5 mm, 136 mm, trzonek 2.4 mm, jednorazowa, sterylna (10 szt.)

Wysoka wytrzymałość elektryczna oraz 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem

Elektrody jednorazowe charakteryzują się odpornością na wysokie napięcie przy niewielkim koszcie, posiadają 6-kątne zabezpieczenie przed obrotem.

Przeznaczenie:
Elektrody monopolarne służą do cięcia i koagulacji z wykorzystaniem uchwytów monopolarnych.

Zawartość opakowania: 1 op. zawierające 5 szt.
Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp
Czyszczenie: Niedozwolone

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia