

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/801-030-uchwyt-wahadlo-noz-trzonek-24mm-3-pin-3m-jednorazowy-sterylne-50-szt-p-1225.html>



801-030 Uchwyt / wahadło, nóż, trzonek 2.4mm, 3-pin, 3m, jednorazowy, sterylne (50 szt.)

Cena brutto	862,92 zł
Cena netto	799,00 zł
Numer katalogowy	801-030

Opis produktu

Uchwyt / wahadło, nóż, trzonek 2.4 mm, 3-pin, 3 m, jednorazowy, sterylne (50 szt.)
- PRZELĄCZNIK KOŁYSKOWY

Rodzaj wtyczki: BOWA / Valleylab 3-Pin
Do elektrod: 2.4 mm

Jednorazowe uchwyty elektrochirurgiczne, bezpieczne i opłacalne

Jednorazowe uchwyty charakteryzują się smukłą formą i odpornością na wysokie napięcie przy niewielkim koszcie. Uchwyty dostępne są ze standartową elektrodą nożową i mogą być stosowane we wszystkich generatorach elektrochirurgicznych z gniazdem 3-pinowym.

Przeznaczenie:

Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 op. zawierające 50 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 6000 Vp

Kable: 3 m

Czyszczenie: Niedozwolone

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia