

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/802-035-uchwyt-2-przyciski-noz-24mm-3-pin-5m-jednorazowy-sterylny-50szt-p-1224.html>



802-035 Uchwyt, 2 przyciski, nóż, 2.4mm, 3-pin, 5m, jednorazowy, sterylny (50szt.)

Cena brutto	756,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Numer katalogowy	802-035

Opis produktu

Uchwyt, 2 przyciski, nóż, 2.4mm, 3-pin, 5m, jednorazowy, sterylny (50szt.)

Rodzaj wtyczki: BOWA / Valleylab 3-Pin
Do elektrod: 2.4 mm

Jednorazowe uchwyty elektrochirurgiczne, bezpieczne i opłacalne

Jednorazowe uchwyty charakteryzują się smukłą formą i odpornością na wysokie napięcie przy niewielkim koszcie. Uchwyty dostępne są ze standartową elektrdą nożową i mogą być stosowane we wszystkich generatorach elektrochirurgicznych z gniazdem 3-pinowym.

Przeznaczenie:

Uchwyty elektrochirurgiczne służą do podłączenia elektrod czynnych i innych pomocnych instrumentów do cięcia i koagulacji.

Zawartość opakowania: 1 op. zawierające 50 szt.

Wytrzymałość elektryczna: 5000 Vp

Kable: 3 m

Czyszczenie: Niedozwolone

Zastosowanie:

- chirurgia ogólna
- kardiochirurgia
- chirurgia dziecięca
- ortopedia i chirurgia urazowa
- chirurgia plastyczna i estetyczna
- chirurgia piersiowa
- chirurgia narządów jamy brzusznej
- ginekologia
- laryngologia
- neurochirurgia
- dermatologia
- chirurgia jamy ustnej i szczęki twarzy
- urologia