

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/816-042-elektroda-neutralna-40-cm-dzielona-easy-100-szt-p-1177.html>



816-042 Elektroda neutralna, 40 cm², dzielona, EASY (100 szt.)

Cena brutto	522,72 zł
-------------	------------------

Cena netto	484,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	816-042
------------------	----------------

Opis produktu

Elektroda neutralna, 40 cm², dzielona, EASY - **dla noworodków < 5 kg**

Powierzchnia styku: 40 cm²

Powierzchnia całkowita: 76 cm²

Znakomity kontakt z pacjentem

Elektrody neutralne BOWA gwarantują optymalne i bezpieczne połączenie między aparatem elektrochirurgicznym i pacjentem. Elektrody są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach. Elektrody posiadają uniwersalne złącze.

Przeznaczenie:

Jednorazowe elektrody neutralne są samoprzylepne i gotowe do użycia w technice monopolarnej. Służą do zamykania obiegu prądu pomiędzy generatorem a pacjentem.

Zawartość opakowania: 1 pudełko, zawartość 100 szt. (20 x 5 szt.)

Kable: Bez kabla

Czyszczenie: Niedozwolone