

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/818-072-elektroda-neutralna-70-cm-dzielona-z-kablem-3-m-easy-15-szt-p-1186.html>



818-072 Elektroda neutralna, 70 cm², dzielona, z kablem 3 m, EASY (15 szt.)

Cena brutto	201,96 zł
Cena netto	187,00 zł
Numer katalogowy	818-072

Opis produktu

Elektroda neutralna, 70 cm², dzielona, z kablem 3 m, EASY (15 szt.) - **uniwersalne > 5 kg**

Powierzchnia styku: 70 cm²

Powierzchnia całkowita: 131 cm²

Rodzaj wtyczki: BOWA / Valleylab REM

Znakomity kontakt z pacjentem

Elektrody neutralne BOWA gwarantują optymalne i bezpieczne połączenie między aparatem elektrochirurgicznym i pacjentem. Elektrody są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach. Bardzo płaskie połączenie kabla przymocowanego na stałe minimalizuje odkształcenia w obrębie połączenia.

Przeznaczenie:

Jednorazowe elektrody neutralne są samoprzylepne i gotowe do użycia w technice monopolarnej. Służą do zamykania obiegu prądu pomiędzy generatorem a pacjentem.

Zawartość opakowania: 1 pudełko, zawartość 15 szt.

Kable: 3 m

Czyszczenie: Niedozwolone