

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/cisnieniomierz-m3-comfort-omron-p-1350.html>



Ciśnieniomierz M3 Comfort - OMRON

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	HEM-7155-E

Opis produktu

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY M3 COMFORT

Automatyczny ciśnieniomierz M3 Comfort to urządzenie do kontroli tętna i ciśnienia krwi w warunkach domowych.

M3 Comfort zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru ciśnienia krwi - jak w gabinecie lekarskim. OMRON jest japońską marką nr 1 polecaną przez kardiologów w zakresie ciśnieniomierzy.

M3 Comfort wykrywa nieregularne bicie serca, co pomaga zapobiec ryzykom udaru. Posiada funkcję uśredniania 3 wyników pomiarów dla jeszcze większej dokładności oraz **pamięć 60 pomiarów dla 2 użytkowników** + tryb gościa. Pozwala to na korzystanie kilku osobom z tego samego urządzenia.

M3 Comfort wyposażony jest w **unikalny mankiet Intelli Wrap** (22-42 cm), który ułatwia dokładny pomiar. Badania wykazują, że 1 na 3 osoby mierzy ciśnienie nieprawidłowo z powodu źle założonego mankieta na ramieniu. Mankiet Omron Intelli Wrap w przeciwieństwie do klasycznych mankietów, posiada szeroką strefę pomiaru obejmującą całe ramię (360°). W ten sposób eliminuje problem związany z prawidłowym umieszczeniem mankieta na ramieniu, zapewniając dokładny pomiar ciśnienia krwi w dowolnej pozycji wokół ramienia. Dodatkowo sam ciśnieniomierz posiada **wskaźnik prawidłowo założonego mankieta**, oraz **czujnik ruchu ciała**.



M3 COMFORT jest szczególnie polecany dla:

- osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem
- diabetyków
- kobiet w ciąży
- kobiet w ciąży ze zdiagnozowanym stanem przedrzucawkowym
- wszystkich, którzy potrzebują urządzenia dla więcej niż jednego użytkownika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Metoda pomiaru: oscylometryczna
- 3 liniowy wyświetlacz LCD - duży i czytelny
- Pamięć: 60 odczytów x 2 użytkowników + tryb gościa
- Zakres ciśnienia dla mankietu: 0-299 mmHg
- Zakres pomiaru tętna: 40-180 uderzeń na minutę
- Zakres pomiaru ciśnienia krwi SYS (skurczowe): 60-260 mmHg
- Zakres pomiaru ciśnienia krwi DIA (rozkurczowe): 40-215 mmHg
- Dokładność pomiaru ciśnienia krwi: ± 3 mmHg / tętna: $\pm 5\%$ wskazywanego odczytu
- Pompowanie: automatyczne za pomocą pompy elektrycznej
- Wypuszczanie powietrza: automatyczny zawór uwalniania powietrza
- Źródło zasilania: baterie
- Waga: ciśnieniomierz ok 337 g (bez baterii) / mankiety ok. 163 g
- Wymiary ciśnieniomierza: 105mm (szer) x 85mm (wys) x 152mm (dł)

-
- Wymiary mankietu: 145mm x 532mm (przewód powietrza 750mm)
 - Gwarancja: 5 lat w systemie door to door

ZESTAW ZAWIERA:

- ciśnieniomierz M3 Comfort
- szeroki mankiet 22-42 cm
- baterie 4xAA
- pokrowiec
- instrukcję obsługi
- skrócony przewódnik
- kartę gwarancyjną
- kartę do notowania zmierzonych wartości ciśnienia

Można osobno dokupić zasilacz akcesoryjny