

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/cisnieniomierz-m4-intelli-it-omron-p-1351.html>



Ciśnieniomierz M4 Intelli IT - OMRON

Cena brutto	378,00 zł
Cena netto	350,00 zł
Dostępność	WYSYŁKA 24 H
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	HEM-7155T-EBK

Opis produktu

CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY M4 INTELLI IT

Automatyczny ciśnieniomierz M4 Intelli IT to urządzenie do kontroli tętna i ciśnienia krwi.

M4 Intelli IT z technologią Intellisense™ zapewnia odpowiednią wartość pompowania mankietu. Ikona na wyświetlaczu wskazuje, czy rękaw został poprawnie założony na ramię. OMRON jest japońską marką nr 1 polecaną przez kardiologów w zakresie ciśnieniomierzy.

M4 Intelli IT wykrywa nieregularne bicie serca, co pomaga zapobiec ryzykom udaru. Posiada funkcję uśredniania 3 wyników pomiarów dla jeszcze większej dokładności oraz **pamięć 60 pomiarów dla 2 użytkowników** + tryb gościa. Pozwala to na korzystanie kilku osobom z tego samego urządzenia.

Ciśnieniomierz **łączy się przez Bluetooth** z mobilną aplikacją dostępną na urządzenia iPhone/Android.

M4 Intelli IT wyposażony jest w **unikalny mankiet Intelli Wrap** (22-42 cm), który ułatwia dokładny pomiar. Badania wykazują, że 1 na 3 osoby mierzy ciśnienie nieprawidłowo z powodu źle założonego mankietu na ramieniu. Mankiet Omron Intelli Wrap w przeciwieństwie do klasycznych mankietów, posiada szeroką strefę pomiaru obejmującą całe ramię (360°). W ten sposób eliminuje problem związany z prawidłowym umieszczeniem mankietu na ramieniu, zapewniając dokładny pomiar ciśnienia krwi w dowolnej pozycji wokół ramienia. Dodatkowo sam ciśnieniomierz posiada **wskaźnik prawidłowo założonego mankietu**, oraz **czujnik ruchu ciała**.



M4 Intelli IT jest szczególnie polecany dla:

- osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem
- diabetyków
- kobiet w ciąży
- wszystkich, którzy potrzebują urządzenia dla więcej niż jednego użytkownika
- walidacja kliniczna dla ogólnej populacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Technologia Intellisense™
- 3 liniowy wyświetlacz LCD - duży i czytelny
- Pamięć: 60 odczytów x 2 użytkowników + tryb gościa
- Ustawienie daty i godziny
- Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu
- Funkcja diagnozowania nadciśnienia (symbol)
- Funkcja wykrywania nieregularnego tętna
- Średnia wyników z 3 pomiarów
- Czujnik poruszenia podczas pomiaru
- Źródło zasilania: baterie lub zasilacz (zasilacza nie ma w zestawie)
- Wymiary mankietu: 145mm x 532mm (przewód powietrza 750mm)
- Gwarancja: 5 lat w systemie door to door

ZESTAW ZAWIERA:

- ciśnieniomierz M4 Intelli IT
- szeroki mankiet 22-42 cm
- baterie 4xAA
- pokrowiec
- instrukcję obsługi
- skrócony przewód
- kartę gwarancyjną
- kartę do notowania zmierzonych wartości ciśnienia

MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA ZASILACZA AKCESORYJNEGO