

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-rs1-p-1377.html>



Ciśnieniomierz nadgarstkowy RS1

Cena brutto	214,92 zł
Cena netto	199,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	HEM-6160-E

Opis produktu

Ciśnieniomierz nadgarstkowy

Automatyczny, nadgarstkowy monitor ciśnienia krwi OMRON RS1 jest łatwy, przenośny i dokładny w przypadku wszystkich rozmiarów ciała.

Pomiar ciśnienia krwi na nadgarstku jest świetną alternatywą, jeśli mankiet zakładany na ramieniu jest zbyt mały lub wywołuje dyskomfort. Mankiet RS1 pasuje do nadgarstków w rozmiarach od 13,5 do 21,5 cm – a więc zaspokaja potrzeby niemal wszystkich pacjentów. Po prostu wsuń go, unieś nadgarstek do poziomu serca i poczekaj na wynik.

Mały i kompaktowy RS1 możesz zabrać wszędzie, aby kontrolować ciśnienie krwi w trakcie dnia.

Specyfikacje

Rodzaj urządzenia: Ciśnieniomierz nadgarstkowy
Rodzaj mankietu: Mankiet nadgarstkowy 13,5–21,5 cm
Pamięć: Ostatni pomiar
Wskaźnik założenia mankietu: Tak
Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi: Tak
Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca: Tak
Badanie: Badanie kliniczne
Technologia Intellisense: Tak
Funkcja zapobiegania udarom: Tak
Zastosowanie komercyjne/profesjonalne: Użytek komercyjny
Masa (kg): 0,09
Wymiary przedmiotu (mm): 84 x 21 x 62

Zawartość opakowania

- Ciśnieniomierz RS1
- instrukcja obsługi
- arkusz do notowania ciśnienia krwi
- baterie