

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-rs2-omron-p-1378.html>



Ciśnieniomierz nadgarstkowy RS2 - OMRON

Cena brutto	237,60 zł
Cena netto	220,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	HEM-6161-E

Opis produktu

Ciśnieniomierz nadgarstkowy

Ciśnieniomierz nadgarstkowy OMRON RS2 jest w pełni automatyczny, dzięki czemu zapewnia prosty i wygodny sposób pomiaru ciśnienia krwi. Urządzenie to jest wyposażone w technologię Intellisense firmy OMRON, która optymalizuje prędkość napełniania oraz ciśnienie powietrza w mankiecie, zwiększając wygodę użytkowania.

Specyfikacje

Rodzaj urządzenia: Ciśnieniomierz nadgarstkowy
Rodzaj mankietu: Mankiet nadgarstkowy 13,5–21,5 cm
Pamięć: 30 odczytów
Wskaźnik założenia mankietu: Tak
Intuicyjny, kolorowy wskaźnik wysokiego ciśnienia krwi: Tak
Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca: Tak
Badanie: Badanie kliniczne
Technologia Intellisense: Tak
Etui w zestawie: Tak
Masa (kg): 0,09
Wymiary przedmiotu (mm): 84 x 21 x 62

Zawartość opakowania

- Ciśnieniomierz RS2
- instrukcja obsługi
- arkusz do notowania ciśnienia krwi
- baterie i etui