

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-rs4-omron-p-1379.html>



Ciśnieniomierz nadgarstkowy RS4 - OMRON

Cena brutto	351,00 zł
Cena netto	325,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	HEM-6181-E

Opis produktu

Ciśnieniomierz nadgarstkowy

Łatwy, przenośny i dokładny niezależnie od rozmiarów ciała

- Czujnik pozycjonujący LED – dla dokładnych wyników
- Technologia Intellisense – pomiar bez zbędnego nadmiernego napęnlania mankietu
- Wskaźnik założenia mankietu – wskazuje, czy mankiety jest założony prawidłowo: ani zbyt luźno, ani zbyt ciasno
- Wykrywanie nieregularnego rytmu serca – wskazuje, czy w trakcie odczytu wykryto nieregularny rytm serca
- Wykrywacz porannego nadciśnienia
- Wskaźnik nadciśnienia – wskazuje, czy pod koniec odczytu wykryto nadciśnienie
- 1 użytkownik × 60 pamięci

Specyfikacje

Rodzaj urządzenia: Ciśnieniomierz nadgarstkowy
Rodzaj mankietu: Mankiet nadgarstkowy 13,5-21,5 cm
Pamięć: 60 odczytów
Wskaźnik założenia mankietu: Tak
Intuicyjny, kolorowy wskaźnik wysokiego ciśnienia krwi: Tak
Funkcja średnich: Tak
Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca: Tak
Funkcja wykrywania ruchu ciała: Tak
Zaawansowany czujnik pozycji pomiaru: Tak
Badanie: Badanie kliniczne
Technologia Intellisense: Tak
Etui w zestawie: Tak
Zastosowanie komercyjne/profesjonalne: Użytek komercyjny
Masa (kg): 0,09
Wymiary przedmiotu (mm): 93 x 20 x 62

Zawartość opakowania

- Ciśnieniomierz RS4
- instrukcja obsługi
- arkusz do notowania ciśnienia krwi
- baterie i etui