

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/cisnieniomierz-naramienny-evolv-omron-p-1376.html>



Ciśnieniomierz naramienny EVOLV - OMRON

Cena brutto	918,00 zł
Cena netto	850,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	HEM-7600T-E

Opis produktu

Ciśnieniomierz ramieniowy

OMRON EVOLV. Nowy, łatwy w użyciu i *wielofunkcyjny* ciśnieniomierz ramieniowy. Dokładne pomiary ciśnienia bez względu na umiejscowienie mankietu na ramieniu z możliwością monitorowania stanu zdrowia na smartfonie.

Cechy produktu i przestrogi

- *Wielofunkcyjny* ciśnieniomierz ramieniowy (bez wężyków). Brak przewodów. Dokładność pomiarów.
- Technologia Intellisense optymalizuje stopień napętnienia mankietu przy każdym użyciu.
- Mankiet Intelli Wrap ułatwia wykonywanie pomiarów i zwiększa ich dokładność.
- Dokładność pomiarów potwierdzona klinicznie w ramach testów zgodnych ze standardami największych organizacji zajmujących się zagadnieniami zdrowia.
- Wskaźnik założenia mankietu informuje o jego prawidłowym założeniu (nie jest zbyt luźny/ciasny).
- Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca podczas dokonywania pomiaru.
- Aplikacja mobilna „OMRON connect” zapewnia podgląd danych. Wygodny dostęp. Monitorowanie postępów. Aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem iPhone/Android™.
- Funkcja wykrywania ruchu ciała.
- Maksymalna pojemność pamięci wewnętrznej to 100 pomiarów

Specyfikacje

Rodzaj urządzenia: Ciśnieniomierz ramieniowy
Rodzaj mankietu: Mankiet Intelli Wrap 22-42 cm
Pamięć: 100 odczytów
Wskaźnik założenia mankietu: Tak
Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca: Tak
Funkcja wykrywania ruchu ciała: Tak
Badanie: Badanie kliniczne, Badanie ciążowe
Technologia Intellisense: Tak
Etui w zestawie: Tak
Połączone: Tak
Aplikacja mobilna kompatybilny: Kompatybilny z aplikacją Omron connect
Masa (kg): 0,24
Wymiary przedmiotu (mm): 85 x 20 x 120

Zawartość opakowania

- Ciśnieniomierz EVOLV
- instrukcja obsługi

-
- etui
 - komplet baterii
 - arkusz do notowania ciśnienia krwi
 - instrukcje konfiguracji aplikacji mobilnej „OMRON connect”