

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/cisnieniomierz-naramienny-m6-comfort-afib-omron-p-1375.html>



Ciśnieniomierz naramienny M6 Comfort Afib - OMRON

Cena brutto	486,00 zł
Cena netto	450,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 10 dni
Numer katalogowy	HEM-7360-E

Opis produktu

Ciśnieniomierz ramieniowy

Ciśnieniomierz OMRON M6 Comfort z mankietem Intelli Wrap — prosty sposób na uzyskanie dokładnych wyników. Wykrywa możliwość wystąpienia migotania przedsionków, umożliwiając monitorowanie choroby w warunkach domowych i zapewniając spokój umysłu. Wykonuje 3 kolejne odczyty w odstępach 30-sekundowych, a następnie wyświetla średnią, podając tym samym dokładniejsze wskazanie wartości ciśnienia krwi.

Specyfikacje

Rodzaj urządzenia: Ciśnieniomierz ramieniowy
Rodzaj mankieta: Mankiet Intelli Wrap 22-42 cm
AFib detection: Tak
Pamięć: 2 użytkowników x 100 odczytów
Wskaźnik założenia mankieta: Tak
Intuicyjny, kolorowy wskaźnik wysokiego ciśnienia krwi: Tak
Funkcja średnich: Tak
Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca: Tak
Funkcja wykrywania ruchu ciała: Tak
Badanie: Badanie kliniczne, Badanie cukrzycy, Badanie ciążowe
Technologia Intellisense: Tak
Etui w zestawie: Tak
Zastosowanie komercyjne/profesjonalne: Użytek komercyjny
Masa (kg): 0,46
Wymiary przedmiotu (mm): 191 x 120 x 85

Zawartość opakowania

- Ciśnieniomierz M6 Comfort
- mankiet Intelli Wrap Cuff (22-42 cm)
- instrukcja obsługi 1 i 2
- baterie i etui