

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/citicare-rurka-napowietrzajaca-nibp-1-zylowa-kompatybilna-z-709-p-925.html>



Citicare rurka napowietrzająca NIBP, 1-żyłowa, kompatybilna z 709

Cena brutto	291,60 zł
Cena netto	270,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	1-04-07

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	HO-S07048-10
	Criticare	709
	Unimed	HS-04-07

Kompatybilność:	PRODUCENT	Model
	Criticare	1100, 2200, 5070/P, 507E/P/R, 507N/P, 507S/SD
	Fukunda Denshi	7100, 7200
	Mindray > Datascope	Passport D, Passport EL, Passport XL
	Omron > Colin	Press Mate Advantage, Press-Mate (Old Models), Press-Mate 8800

Specyfikacja:	Rodzaj przewodu	1-żyłowa
	Długość przewodu	3 metry
	Konektor do urządzenia	P04
	Konektor/-y do mankietu	P07
	Materiał	PVC
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	6 miesięcy