

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-cyfrowy-klips-na-ucho-dla-doroslych-wtyk-79-pin-kabel-1m-p-581.html>



Czujnik SpO2 cyfrowy, klips na ucho dla dorosłych, wtyk 7/9 pin, kabel 1m

Cena brutto	461,70 zł
Cena netto	427,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	610-62D
Kod producenta	CR001-0705GS

Opis produktu

Kompatybilność:	<table><tr><th>PRODUCENT</th><th>MODEL</th></tr><tr><td>Biolight</td><td>M7000, M8000</td></tr></table>	PRODUCENT	MODEL	Biolight	M7000, M8000
PRODUCENT	MODEL				
Biolight	M7000, M8000				

Specyfikacja:	<table><tr><td>Waga pacjenta</td><td>Dorośli >40 kg</td></tr><tr><td>Długość kabla</td><td>1.0 m</td></tr><tr><td>Materiał kabla</td><td>TPU</td></tr><tr><td>Wtyk</td><td>DB9 7 lub 9 pin</td></tr><tr><td>Technologia</td><td>Cyfrowa</td></tr><tr><td>Certyfikaty</td><td>CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA</td></tr><tr><td>Gwarancja</td><td>12 miesięcy</td></tr></table>	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg	Długość kabla	1.0 m	Materiał kabla	TPU	Wtyk	DB9 7 lub 9 pin	Technologia	Cyfrowa	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA	Gwarancja	12 miesięcy
Waga pacjenta	Dorośli >40 kg														
Długość kabla	1.0 m														
Materiał kabla	TPU														
Wtyk	DB9 7 lub 9 pin														
Technologia	Cyfrowa														
Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA														
Gwarancja	12 miesięcy														