

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-cyfrowy-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-79-pin-kabel-1m-p-576.html>



Czujnik SpO2 cyfrowy, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 7/9 pin, kabel 1m

Cena brutto	334,80 zł
Cena netto	310,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	210-62D
Kod producenta	CR001-0705CS

Opis produktu

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Biolight	M7000, M8000

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 7 lub 9 pin
	Technologia	Cyfrowa
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy