

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-bci-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-9-pin-kabel-1m-p-13.html>



Czujnik SpO2 typu BCI, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 9 pin, kabel 1m

Cena brutto	324,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	210-06
Kod producenta	CR001-0601CS

Opis produktu

Lista Referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	AMC	PR-A120-1001N
	Huntleigh	ACC-VSM-170
	Smiths Medical > BCI	3178
	Unimed	U103-06

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Armstrong	AD-1000
	Beijing Choice Electronic	Pulsoksymetr model MD30011
	Datex Ohmeda	3300 IWS
	Drager	Oxipac 2000
	Infinitum	Oxycyon II
	Invacare	3300nv
	Smiths Medical > BCI	3180, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403, Capnocheck 9004, Spectro 10, Spectro 20, Spectro2 10, Spectro2 20, Spectro2 30, SurgiVet
	Spacelabs	PRO2

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	1.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	DB9 9 pin
	Technologia	BCI
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy