

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-bci-silikonowy-dziecięcy-wtyk-7-pin-kabel-3m-p-23.html>



Czujnik SpO2 typu BCI, silikonowy dziecięcy, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	334,80 zł
Cena netto	310,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	76-330S-76
Kod producenta	CR001-0602H

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-76

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Larsen Toubro	Cosmic, Galaxy, Planet, Planet 50, Star 50, Stellar P
	PaceTech	monitory w wtyczką 7 pin
	Smiths Medical > BCI	3180, 3300, 3404, 3444, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 7 pin
	Technologia	BCI
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy