

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-biolight-klips-plastikowy-pediatryczny-wtyk-9-pin-kabel-3m-p-738.html>



Czujnik SpO2 typu Biolight, klips plastikowy pediatryczny, wtyk 9 pin, kabel 3m

Cena brutto	534,60 zł
Cena netto	495,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	205D-230-205D
Kod producenta	CR001-0706C

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U110-205D

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Advanced Instrumentations	PM1000F+
	Biolight	BLT A3, BLT A5, BLT A6, BLT A8, BLT V6
	Sinohero	AcuitSign M6

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Pediatryczny 10-40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	9 pin
	Technologia	Cyfrowa
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy