

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-biolight-silikonowy-dzieciecy-wtyk-5-pin-kabel-3m-p-474.html>

Czujnik SpO2 typu Biolight, silikonowy dziecięcy, wtyk 5 pin, kabel 3m



Cena brutto	356,40 zł
Cena netto	330,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	47-330S-47

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U210S-47

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Biolight	M12, M6, M66, M69, M9000
	Venni	wszystkie

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dziecięcy 3-15 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 5 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy