

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-bionet-klips-plastikowy-dla-doroslych-wtyk-6-pin-kabel-3m-p-703.html>



Czujnik SpO2 typu Bionet, klips plastikowy dla dorosłych, wtyk 6 pin, kabel 3m

Cena brutto	461,70 zł
Cena netto	427,50 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	108-130-108
Kod producenta	CR001-0901A

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U410-108

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Bionet	BM3, BM5, Monitors that require a large connector with 1 opening on the side. Please note that Bionet BM3 monitors can also have a smaller connector with a guide on the side and no opening

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	6 pin okrągły
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy