

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-bionet-silikonowy-dla-doroslych-wtyk-7-pin-kabel-3m-p-519.html>



Czujnik SpO2 typu Bionet, silikonowy dla dorosłych, wtyk 7 pin, kabel 3m

Cena brutto	489,24 zł
Cena netto	453,00 zł
Czas wysyłki	24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)
Numer katalogowy	58-130S-58
Kod producenta	CR001-0902B

Opis produktu

Lista referencyjna:	PRODUCENT	Numer OEM
	Unimed	U410S-58

Kompatybilność:	PRODUCENT	MODEL
	Bionet	BM3 (w BM3 występuje jeszcze inna wtyczka z wycięciem, proszę dokładnie sprawdzić zdjęcia), BM3VET, BM31

Specyfikacja:	Waga pacjenta	Dorośli >40 kg
	Długość kabla	3.0 m
	Materiał kabla	TPU
	Wtyk	Redel 7 pin
	Technologia	Nellcor OxiSmart
	Certyfikaty	CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA
	Gwarancja	12 miesięcy