

Link do produktu: <https://www.extramed.pl/czujnik-spo2-typu-bionet-silikonowy-dzieciecy-wtyk-6-pin-kabel-3m-p-707.html>



## Czujnik SpO2 typu Bionet, silikonowy dziecięcy, wtyk 6 pin, kabel 3m

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>510,03 zł</b>                                                                       |
| Cena netto       | <b>472,25 zł</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>24H. W razie braku w magazynie dostawa 2-3 tygodnie (opóźnienia przez COVID-19)</b> |
| Numer katalogowy | <b>108-330S-108</b>                                                                    |
| Kod producenta   | <b>CR001-0901H</b>                                                                     |

### Opis produktu

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lista referencyjna:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>Numer OEM</b> |
|                            | Unimed           | U210S-108        |

|                        |                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność:</b> | <b>PRODUCENT</b> | <b>MODEL</b>                                                                                                                                                                                 |
|                        | Bionet           | BM3, BM5, Monitors that require a large connector with 1 opening on the side. Please note that Bionet BM3 monitors can also have a smaller connector with a guide on the side and no opening |

|                      |                       |                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> | <b>Waga pacjenta</b>  | Dziecięce 3-15 kg                              |
|                      | <b>Długość kabla</b>  | 3.0 m                                          |
|                      | <b>Materiał kabla</b> | TPU                                            |
|                      | <b>Wtyk</b>           | 6 pin okrągły                                  |
|                      | <b>Technologia</b>    | Nellcor OxiSmart                               |
|                      | <b>Certyfikaty</b>    | CE, ISO EN 13485:2012, 13485:2012/AC:2012, FDA |
|                      | <b>Gwarancja</b>      | 12 miesięcy                                    |